

---

## JARABE SIMPLE

### COMPOSICIÓN

Sacarosa.....640 g  
Agua conservans.....360 ml

#### Conservación

Refrigerado, protegido de la luz

#### Caducidad

1 mes

#### Administración

Oral

### MODUS OPERANDI

- 1.- Pesar la sacarosa en un vaso de precipitado de 1 litro previamente tarado.
- 2.- Medir con una probeta el agua conservans y verterla sobre la sacarosa.
- 3.- Agitar primero con una varilla de vidrio y una vez mezclado un poco, colocar el vaso sobre la placa calefactora (Ver observaciones) y situar todo ello en el agitador Heidolph con pala de hélice y en la posición 3, hasta completa disolución.
- 4.- Filtrar al mismo tiempo en dos frascos topacio con objeto de que no se enfríe demasiado y el filtrado sea lo más rápido posible.
- 5.- Tapar los frascos y conservar en frigorífico.

### INDICACIONES

Excipiente de fórmulas orales líquidas.

### OBSERVACIONES

No se debe sobrepasar la temperatura que nuestras manos no sean capaces de aguantar al tocar el vaso, pues de lo contrario aumenta la concentración de azúcar invertido. Con un calor suave es suficiente para que la filtración sea bastante rápida y se agilice el proceso de preparación.

### BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Llopis Clavijo MJ, Baixauli Comes V. La Formulación Magistral en la Oficina de Farmacia, 2º parte. Valencia , 1985.
- 2.- Atienza Fernández M, Lluch Colomer A, Martínez Atienza J y Santos Rubio MD. Formulación en Farmacia Pediátrica. 1ª Ed: Litografía Sevillana. 2001.
- 3.- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.